

DAS ITREMOR MOUSE



FUNKTIONEN

- Software, die die Erschütterungen herausfiltert
- Geeignet als Computermäuse
- Lösung gegen unbeabsichtigte Drücke von Links- und Rechtsklick
- Kann auf vielen Niveaus leicht zum Schütteln eingestellt werden
- Software-Box wird zwischen der Maus und dem Gerät hinzugefügt



ZIELGRUPPEN

Benutzer, die mit einer Computermouse aufgrund von Zittern Probleme haben

WER IST TKS

"Mit der Wohlfahrtstechnologie als Schwerpunkt wollen wir den Bürgern, die von einer schwächenden Krankheit betroffen sind, mehr Freiheit im Alltag verschaffen. Dies soll zu einer deutlichen Verbesserung ihrer Lebensqualität führen." *Søren Mørch, CEO*



WAS IST DAS ITREMOR MOUSE?

Das iTremor Mouse besteht aus einem Modul, das Software enthält, die die Erschütterungen mit dem Mauszeiger auf dem Computer herausfiltert. Dies schafft die Möglichkeit für Menschen mit Tremor, ohne Störungen von den Erschütterungen, ihre Computermäuse wieder zu benutzen.

Das Hilfsmittel ist eine Box, die durch USB zwischen Computer und Computermouse geschaltet wird. Die gesamte Software sind in einer Box und darum sollte nur ein USB-Driver auf dem Computer installiert werden.

Die Box hat zwei Funktionen: Das Einstellrad stellt den Grad ein, in dem die Software Erschütterungen filtern.

Der zweite Knopf schaltet rechts und links ein und aus. Diese Funktion ist für diejenigen gedacht, die unkontrolliert mit der rechten und linken Maustaste klicken.



VORTEILE BEIM ITREMOR MOUSE

Das Produkt macht eine entscheidende Bedeutung für den Benutzer im Alltag, sowohl zu Hause als auch am Arbeitsplatz. Benutzer, die ganz oder teilweise daran gehindert wurden, eine Computermaus zu verwenden, können mithilfe vom Itremor Mouse wieder die Kontrolle über die Computermaus und damit den Computer erlangen. Dies bedeutet, dass einige Benutzer deutlich weniger Zeit mit dem Cursor verbringen. Andere, die vielleicht aufgegeben haben, werden wieder Freude daran haben, eine Computermaus zu benutzen.

- Schafft die Möglichkeit, effizienter mit einem Computer am Arbeitsplatz und zu Hause zu arbeiten.
- Erzeugt die Möglichkeit, wieder mit einem Computer zu arbeiten, wenn der Benutzer durch Erschütterungen behindert wurde.
- Das Hilfsmittel ist einsatzbereit - schließen Sie es einfach zwischen Maus und Computer an.
- Passt zu den meisten Mäusen - sonst finden Sie im Dialog mit TKS eine Lösung.

EINRICHTUNG UND ANPASSUNG

Die Itremor-Box wird einfach durch USB zwischen Maus und Computer angeschlossen. Um die Maus auf den Erschütterungen des Benutzers zu kalibrieren, hält der Benutzer seine Hand auf der Maus und lässt sie auf natürliche Weise schütteln. Anschließend passen Sie die Filtertaste an, bis der Cursor auf dem Bildschirm stationär ist. Die Box ist jetzt an den aktuellen Bedürfnissen des Benutzers angepasst und der Benutzer kann ohne größere Störungen mit dem Cursor navigieren.

BESCHÄFTIGUNG UND BILDUNG MÖGLICH MACHEN

Ermöglicht dem Benutzer, eine Ausbildung zu absolvieren oder eine Beschäftigung aufzunehmen, weil er nicht daran gehindert wird, mit der Maus zu navigieren.

Technische Hilfe auf dem ganzen Weg

Das Itremor Mouse funktioniert für fast alle normalen Mäuse, aber eine Maus kann auch gekauft werden. Bei spezifischen Bedürfnissen ist TKS bereit, mit sowohl der Gemeinde als auch den Nutzern in einen Dialog zu treten, um eine Lösung zu finden, die diese Bedürfnisse erfüllt.

Wird zu den Bedürfnissen des Benutzers angepasst.

Der Knopf auf der Box ist einfach zu bedienen. Der Benutzer kann die Kalibrierung einfach an den aktuellen Anforderungen anpassen.

Es ist darum für Benutzer geeignet, die tagsüber unterschiedliche Niveaus von Tremores haben.

Recycling

Wenn das Produkt für den Benutzer nicht mehr relevant ist, kann die Itremor-Box problemlos an anderen Benutzern mit denselben Anforderungen weitergegeben werden, weil sie flexibel ist und sich problemlos an verschiedenen Benutzern anpassen lässt.

WAS IST ENTHALTEN?

In TKS ist es wichtig, dass wir ein hohes Serviceniveau bieten, damit der Benutzer das Itremor Mouse optimal nutzen und somit Service und Hilfe in Anspruch nehmen kann. Das ist natürlich im Preis inbegriffen.

PRODUKT OG SERVICE

- Itremor-Mausbox
- USB-Kabel (Ein- und Ausgang)
- Technischer Service bei Bedarf

AKQUISITIONEN

- Maus
- Externe Rechtsklick-Taste
- Externe Linksklick-Taste

HIER FINDEN SIE UNS ONLINE



Facebook

<https://www.facebook.com/tkstechology/>

Hilfsmittelzentrale

<https://hmi-basen.dk/>



LinkedIn

<https://www.linkedin.com/company/tks-a-s/>



<https://www.youtube.com/watch?v=BN9JvCMXDM8>

KONTAKTEN SIE UNS

Søren Mørch
+45 60 68 84 68
sm@tks-technology.dk

Skalhuse 5, 9240 Nibe
www.tks-technology.dk

