

ITREMOR MOUSE



FUNKTIONER

- Mjukvara som filtrerar skakningar
- Passar nästan alla datormöss
- Lösning för ofrivilliga vänster- eller högerklick
- Kan enkelt justeras för olika grader av skakningar
- Mjukvaruboxen placeras mellan mus och enhet

MÅLGRUPPEN

Användare som har utmaningar med att använda en datormus på grund av skakningar

VEM ÄR TKS?

"Med välfärdsteknologin som centrum är det vårt mål att skapa en större frihet i vardagen för personer som lider av invalidiserande sjukdomar. Och detta för att skapa en betydande förbättring av deras livskvalitet" - Søren Mørch, VD.



VAD ÄR ITREMOR MOUSE?

Itremor Mouse är en mjukvarumodul som filtrerar bort skakningar som påverkar muspekaren på datorn. Därmed får personer som lider av skakningar möjligheten att använda en datormus utan att störas av skakningarna.

Hjälpmidlet är en box som placeras mellan datorn och datormusen via USB. All mjukvara finns i boxen och därför behöver man alltså bara en fungerande USB-port på datorenheten. Boxen har två funktioner:

Vridknappen justerar i vilken grad mjukvaran filtrerar bort skakningar.

Den andra knappen används för att slå av / på höger- och vänsterklick. Denna funktion är för dem som okontrollerat råkar trycka på musens höger- och vänsterknapp.



FÖRDELAR MED ITREMOR MOUSE

Produkten gör en stor skillnad för användarna eftersom den i betydande grad underlättar det dagliga livet - både i hemmet och på arbetsplatsen. Personer som helt eller delvis har förhindrats från att använda en datormus kan med hjälp av Itremor Mouse ta kontrollen över datormusen och därmed även datorn. Detta innebär att vissa personer inte behöver spendera tid på att fumla runt med markören och andra - som kanske redan har gett upp - kan finna glädjen av att använda en datormus.

- Ger möjligheten att arbeta effektivare med en dator på arbetsplatsen och i hemmet
- Skapar möjligheten att arbeta med en dator för personer som tidigare har förhindrats på grund av skakningar
- Hjälpmidlet är klart för användning - ska bara anslutas mellan mus och dator
- Passar de flesta mössen - annars kan man i dialog med TKS hitta fram till en lösning.

INSTALLATION OCH ANPASSNING

Itremor-boxen ansluts enkelt mellan mus och dator via USB.

För att kalibrera musen enligt användarens skakningar ska användaren hålla sin hand på musen och låta den skaka naturligt. Man justerar sedan med filtreringsknappen tills markören står stilla på skärmen. Boxen är nu anpassad enligt användarens aktuella behov och användaren kan flytta markören utan större störningar.

MÖJLIGGÖR JOBB OCH UTBILDNING

Gör att användaren kan gå en utbildning eller få ett jobb - eftersom personen inte förhindras från att flytta musen på ett adekvat sätt.

TTEKNISKT STÖD HELA VÄGEN

Itremor Mouse fungerar med nästan alla vanliga möss - men man kan även köpa en mus av oss. Om det finns särskilda behov står vi på TKS redo att inleda en dialog med både kommun och användare för att hitta en lösning som uppfyller behoven.

ANPASSAS ENLIGT ANVÄNDARENS BEHOV

Knappen på boxen är lätt att använda. Användaren kan enkelt justera kalibreringen utifrån aktuella behov. Därför är produkten väl lämpad för användare som har olika grader av skakningar under dagen.

ÅTERVINNING

När produkten inte längre är relevant för användaren kan Itremor-boxen helt enkelt ges bort till en annan person med liknande behov - eftersom den är flexibel och lätt att anpassa till olika användare.

VAD INGÅR?

För TKS är det viktigt att tillhandahålla en hög servicenivå och se till att användaren får bästa möjliga nytta av Itremor Mouse. Därför har vi även inkluderat service och hjälp i priset.

PRODUKT OCH SERVICE

- Itremor Mouse-boxen
- USB-kabel (in- och utgång)
- Teknisk service vid behov

FÖR KÖP

- Mus
- Knapp för externt högerklick
- Knapp för externt vänsterklick

HÄR KAN DU HITTA DET PÅ NÄTET



Facebook

<https://www.facebook.com/tkstechology/>

Hjælpemiddelbasen

<https://hmi-basen.dk/>



LinkedIn

<https://www.linkedin.com/company/tks-a-s/>



<https://youtu.be/ZIZNCraVchs>

KONTAKTA OSS



Søren Mørch
+45 60 68 84 68
sm@tks-technology.dk

Skalhuse 5, 9240 Nibe
www.tks-technology.dk

